

AIR SPLINT KIT

Steccobende gonfiabili – Kit 6 misure con sacca di trasporto



Le steccobende Air Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

- Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
- Applicazione estremamente rapida grazie alla chiusura a zip
- Variando la pressione di gonfiaggio viene variato il grado di immobilizzazione dell'arto
- Tirazip con codice colore per una rapida identificazione della misura
- Pratica sacca di trasporto con scomparti e chiusura strap

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Misure incluse | Braccio 37 cm |
| | Gamba 40 cm |
| | Braccio 64 cm |
| | Gamba 67 cm |
| | Braccio 75 cm |
| | Gamba 85 cm |
| Materiale steccobende | PVC |
| Dimensioni sacca chiusa | 370 x 220 x 60 mm |
| Dimensioni sacca aperta | 1600 x 370 mm |
| Peso | 1750 ± 50 g |

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it

QS24202A

AIR SPLINT - SET STECCOBENDE 6 MIS. C/SACCA

SET costituito dai seguenti DM conformi al Reg.2017/745

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| QS24237 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE AVANBRACCIO | Id. Reg. 103611 | CND V0804 |
| QS24240 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE GAMBA | Id. Reg. 103636 | CND V0804 |
| QS24264 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE BRACCIO | Id. Reg. 103628 | CND V0804 |
| QS24267 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE TIBIA | Id. Reg. 103639 | CND V0804 |
| QS24275 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE CAVIGLIA | Id. Reg. 103633 | CND V0804 |
| QS24285 - AIR SPLINT - STECCOBENDA GONFIABILE GINOCCHIO | Id. Reg. 103644 | CND V0804 |

Rev.0 (04/05/2021)

 COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it