

AIR SPLINT

Zestaw usztywnień pneumatycznych



Zestaw unieruchomień pneumatycznych, pozwalających na zmniejszenie objawów bólowych i urazów mogących powstawać w trakcie akcji ratunkowych.

Cechy charakterystyczne

- Mała powierzchnia składowania
- Zamek ułatwiający założenie
- Możliwość regulacji ciśnienia, pozwalająca na dopasowanie stopnia unieruchomienia.
- Zamki z kodem barwnym dla ułatwienia doboru rozmiaru.
- Pokrowiec z kieszeniami i zamknięciem.

Dane techniczne

Rozmiary	Ramię 37 cm
	Noga 40 cm
	Ramię 64 cm
	Noga 67 cm
	Ramię 75 cm
	Noga 85 cm
Materiał	PVC
Wym. złożonego pokrowca	370x220x60 mm
Wym. rozłożonego pokrowca	1600x370 mm
Waga	1750 ± 50 g

Klasa I Urz. Med. zgodnie z Dir. 93/42/CEE

AIR SPLINT SET 6 SIZES W/BAG 6

COMPARTMENTS

QS24202A



Klasyfikacja CND

V0804

Numer rejestracji

195268

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it