

## AIR SPLINT

### Steccobenda gonfiabile



Le steccobende Air Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

#### Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto  
 Applicazione estremamente rapida grazie alla chiusura a zip  
 Variando la pressione di gonfiaggio viene variato il grado di immobilizzazione dell'arto  
 Tirazip con codice colore per una rapida identificazione misura

#### Dati tecnici

Lunghezza	400 mm
Tirazip	Blu
Materiale	PVC
Peso	182 g

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

AIR SPLINT - STECCOBENDA  
 GONFIABILE GAMBA  
 QS24240A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103636

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)