

AIR SPLINT

Attelle gonflable



Les attelles Air Splint sont des dispositifs pour l'immobilisation des membres à utiliser en cas de suspicion de blessures ou de fractures de ces derniers, dans le but d'éviter l'aggravation durant les phases pré-hospitalières.

Caractéristiques spécifiques

Encombrement extrêmement réduit pour simplifier le stockage
 Utilisation facile grâce à la pratique fermeture éclair
 En modifiant la pression intérieure il est possible de modifier la rigidité de l'immobilisation du membre

Données techniques

Longueur	850 mm
Matériaux	PVC
Poids	340 g

DM de classe I conforme au Règ. UE 2017/745

AIR SPLINT - ATTELLE GONFLABLE
 GENOU

QS24285A

Classification CND V0804

Identifiant d'enregistrement 103644



Rev.0 (04/05/2021)

COPIE NON CONTROLÉE – d'autres futures révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it