

AIR SPLINT

Steccobenda gonfiabile



Le steccobende Air Splint sono dispositivi per l'immobilizzazione degli arti da utilizzarsi nei casi di sospette lesioni o fratture degli stessi, con lo scopo di evitarne l'aggravio durante le fasi pre ospedaliere.

Caratteristiche specifiche

Ingombro di stoccaggio estremamente ridotto
 Applicazione estremamente rapida grazie alla chiusura a zip
 Variando la pressione di gonfiaggio viene variato il grado di immobilizzazione dell'arto

Dati tecnici

Lunghezza	850 mm
Materiale	PVC
Peso	340 g

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

AIR SPLINT - STECCOBENDA
 GONFIABILE GINOCCHIO
 QS24285A



Classificazione CND	V0804
Identificativo registrazione	103644

Rev.0 (04/05/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it