


## RES-Q-BOARD

Tabla para la resucitación



Dispositivo diseñado para optimizar las maniobras de RCP.

### Características específicas

Estructura rígida y anatómica

Espacio exclusivo para la hiperextensión de la cabeza para un enfoque más eficaz a la RCP

Las asas integradas hacen que sea fácil de manejar y transportar

La conformación de la superficie de apoyo y la construcción rígida, ofrecen un soporte óptimo para el paciente

### Accessories

RB70010A – RES-Q-BOARD – Soporte para pared

### Detalles técnicos

Dimensiones	605x415x70 ± 5 mm
Peso	1,49 ± 0,2 kg
Materiales	PE

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

RES-Q-BOARD – TABLA PARA RESUCITACIÓN

RB70000A



Clasificación CND	V0804
ID de registro	136828

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)