


RES-Q-BOARD

Deska resuscytacyjna



Deska zaprojektowana dla optymalizacji procesu resuscytacji.

Cechy charakterystyczne

Wytrzymały, anatomiczny kształt
 Wnęka dla odchylenia głowy w celu poprawy dostępu do CPR
 Zintegrowane uchwyty ułatwiające transport i ułożenie
 Konstrukcja, profil i powierzchnia gwarantują optymalne podparcie pacjenta.

Technical data

Wymiary	605x415x70 ± 5 mm
Waga	1,49 ± 0,2 kg
Materiał	PE

Accessories

RB70010A – RES-Q-BOARD – Mocowanie ściennie

MD CE marked according to Dir. 93/42/CEE

RES-Q-BOARD – EMERGENCY
 BOARD
 RB70000A



Klasyfikacja CND	V0804
Numer rejestracji	136828

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it