


FILTRO ANTIBATTERICO



Filtro antibatterico monouso per aspiratori di secreti Spencer Homejet, Ambujet e Jet Wire. Non è compatibile con vasi Serres. La sua applicazione è di fondamentale importanza per impedire il passaggio di agenti contaminanti tra il vaso di raccolta e il corpo di aspirazione.

Caratteristiche specifiche

Il corpo semirigido consente una semplice installazione

Possibilità univoca di connessione tra vaso e aspiratore, limitando quindi i rischi di connessioni errate

Una volta installato, conferisce maggiore stabilità al vaso di raccolta diminuendone anche le vibrazioni

Non necessita di ulteriori tubi di connessione

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Dimensioni | 90x45x30 mm |
| Efficienza filtrazione batterica | 99,9% |
| Peso | 35 g |

GRUPPO FILTRO MONOUSO AMBUJET - HOMEJET
RISC005B

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it