

## Guedel

### Cannula orofaringea



Cannula Guedel destinata alle manovre di rianimazione. Una volta inserita nella cavità orale, impedisce alla lingua di cadere ostruendo le vie aeree superiori favorendo nel contempo un adeguato afflusso d'aria.

#### Caratteristiche specifiche

Codice colore per una più rapida identificazione della misura

Parte terminale arrotondata per limitare possibili danni ai tessuti

#### Dati tecnici

Materiali	PVC
Lunghezza cannula	60 mm
Peso	5 g
Colorazione anello	Nero
Cannule incluse	10 pz
Latex Free	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL - CANNULA  
MONOUSO 60 mm  
RM10301A



Classificazione CND	R010102
Identificativo registrazione	138019

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)