

Guedel

Cannula orofaringea



Cannula Guedel destinate alle manovre di rianimazione. Una volta inserita nella cavità orale, impedisce alla lingua di cadere ostruendo le vie aeree superiori favorendo nel contempo un adeguato afflusso d'aria.

Caratteristiche specifiche

Codice colore per una più rapida identificazione della misura

Parte terminale arrotondata per limitare possibili danni ai tessuti

Dati tecnici

Materiali	PVC
Lunghezza cannula	70 mm
Peso	8 g
Colorazione anello	Bianco
Latex Free	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL - CANNULA
MONOUSO 70 mm.
RM10302A



Classificazione CND	R010102
Identificativo registrazione	138020

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it