

Guedel

Cannula orofaringea



Cannula Guedel destinata alle manovre di rianimazione. Una volta inserita nella cavità orale, impedisce alla lingua di cadere ostruendo le vie aeree superiori favorendo nel contempo un adeguato afflusso d'aria.

Caratteristiche specifiche

Cannula con codice colore per una più rapida identificazione della misura
 Parte terminale arrotondata per limitare possibili danni ai tessuti
 Sterilizzabile con liquido sterilizzante

Dati tecnici

Materiali	PVC
Lunghezza cannula	40 mm
Peso	2 g
Colorazione anello	Rosa
Latex Free	

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL - CANNULA OROF.
 MONOUSO 40 mm
 RM10305A



Classificazione CND	R010102
Identificativo registrazione	138016

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it