

Guedel

Kit cannule orofaringee



Kit cannule Guedel destinate alle manovre di rianimazione. Una volta inserita nella cavità orale, impedisce alla lingua di cadere ostruendo le vie aeree superiori favorendo nel contempo un adeguato afflusso d'aria.

Caratteristiche specifiche

Cannule con codice colore per una più rapida identificazione della misura

Parte terminale arrotondata per limitare possibili danni ai tessuti

Sterilizzabili con liquido sterilizzante

Dati tecnici

Materiali	PVC
Peso	195 g
Lunghezza cannule incluse	40 mm
	50 mm
	60 mm
	70 mm
	80 mm
	90 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL - KIT CANNULE 6
MISURE C/BOX

RM10310A

Classificazione CND



R010102

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it