

## Guedel

### Kit cannule orofaringee



Kit cannule Guedel destinate alle manovre di rianimazione. Una volta inserita nella cavità orale, impedisce alla lingua di cadere ostruendo le vie aeree superiori favorendo nel contempo un adeguato afflusso d'aria.

#### Caratteristiche specifiche

Cannule con codice colore per una più rapida identificazione della misura

Parte terminale arrotondata per limitare possibili danni ai tessuti

Sterilizzabili con liquido sterilizzante

#### Dati tecnici

Materiali	PVC
Dimensioni box	173x124x48 mm
Peso	195 g
Lunghezza cannule incluse	40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

GUEDEL-KIT CANNULE 8  
MISURE CON BOX

RM10311A

Classificazione CND R010102

Identificativo registrazione 148337



Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)