

## Guedel

### Zestaw rurek ustno-gardłowych



Zestaw Guedel przeznaczony jest do procedur reanimacyjnych. Umieszczona w jamie ustnej rurka zapobiega blokowaniu dróg oddechowych przez język, umożliwiając swobodny przepływ powietrza

#### Cechy charakterystyczne

Barwne kodowanie rozmiarów rurek ułatwia szybką identyfikację

Zaokrąglone zakończenia redukujące niebezpieczeństwo uszkodzenia tkanek

Sterylizowane w płynach jałowych

#### Technical data

Materiał	PVC
Wymiary pudełka	173x124x48 mm
Waga	195 g
Rozmiary rurek w zestawie	40 mm
	50 mm
	60 mm
	70 mm
	80 mm
	90 mm
	100 mm
	110 mm

Class I Med.Device according to Dir. 93/42/CEE

GUEDEL-KIT CANNULE 8

SIZES in BOX

RM10311A

Klasyfikacja CND



R010102

Numer rejestracji

148337

Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)