

Guedel

Kit cânulas orofaríngeas



Kit cânulas Guedel para a reanimação. Uma vez inserida na cavidade oral, impede que a língua caia obstruindo as vias aéreas superiores, promovendo simultaneamente um fornecimento adequado de ar.

Características específicas

Cânulas codificadas por cores para uma identificação mais rápida do tamanho
 Parte final arredondada para limitar possíveis danos aos tecidos
 Esterilizáveis com líquido para esterilização

Dados técnicos

Materiais	PVC
Dimensão caixa	173x124x48 mm
Peso	195 g
Comprimento cânulas incluídas	40 mm
	50 mm
	60 mm
	70 mm
	80 mm
	90 mm
	100 mm
	110 mm

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

GUEDEL-KIT 8 CÂNULAS
 COM CAIXA

RM10311A

Classificação CND

ID de registro



R010102

148337

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it