

AIR CUFFED MASK

Maschera monouso



Maschera facciale monouso utilizzabile per la ventilazione artificiale e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15 mm
 Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
 Gancio di fissaggio con codice colore
 Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio
 Il kit include 10 maschere
Latex Free

Dati tecnici

Dimensioni	50x60x45 ± 2mm
Peso ^(una maschera)	15g
Materiale	PVC

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

AIR CUFFED MASK -
 MASCH.MONO.S/VALV.PVC.MIS.0.
 10PZ

RM10860A

Classificazione CND



R03010199

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it