

CUFFED MASK

Kit 10 Maschere monouso



Kit 10 maschere facciali monouso utilizzabili per la ventilazione artificiale e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15 mm
 Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
 Cuscino gonfiabile per ottenere la massima aderenza in base alla conformazione del volto
 Gancio di fissaggio con codice colore
 Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio

Latex Free

Dati tecnici

Dimensioni	57x72x48 ± 2mm
Peso singola maschera	20g
Materiale	PVC

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

AIR CUFFED MASK WITH VALVE-
 SIZE 1 BOX 10 PCS

RM10871A



Classificazione CND

R03010199

Rev.0 (26/07/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it