

CUFFED MASK

Maschera monouso



Maschera facciale monouso utilizzabile per la ventilazione artificiale e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15 mm
 Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
 Gancio di fissaggio con codice colore
 Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio
Latex Free

Dati tecnici

| | |
|------------|----------------|
| Misura | 1 |
| Dimensioni | 57x72x48 ± 2mm |
| Peso | 20g |
| Materiale | PVC |

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

CUFFED MASK MIS.1 PVC COLOUR
 CODED SENZA VALVOLA

RM10890A



Classificazione CND

R03010199

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it