

## CUFFED MASK

### Maschera monouso



Maschera facciale monouso utilizzabile per la ventilazione artificiale e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15 mm  
 Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente  
 Gancio di fissaggio con codice colore  
 Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio  
**Latex Free**

#### Dati tecnici

Misura	3
Dimensioni	85x110x82±2mm
Peso	54 g
Materiale	PVC

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

CUFFED MASK MIS.3 PVC COLOUR  
 CODED SENZA VALVOLA  
**RM10892A**



Classificazione CND

R03010199

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)