

CUFFED MASK

Kit 6 maschere monouso



Maschere facciali monouso utilizzabili per la ventilazione artificiale e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15 mm
 Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
 Gancio di fissaggio con codice colore
 Maschere confezionate singolarmente in busta trasparente.
 Imballo kit scatola 28x18x10cm
 Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio

Latex Free

Dati tecnici

Maschere incluse		
Mis.0-RM10889A-1pz	Dimensioni	50x60x45 ± 2mm
	Peso	15g
Mis.1-RM10890A-1pz	Dimensioni	57x72x48 ± 2mm
	Peso	20g
Mis.2-RM10891A-1pz	Dimensioni	65x82x68 ± 2mm
	Peso	32 g
Mis.3-RM10892A-1pz	Dimensioni	85x110x82±2mm
	Peso	54 g
Mis.4-RM10893A-1pz	Dimensioni	98x130x72±2 mm
	Peso	54 g
Mis.5-RM10894A-1pz	Dimensioni	105x138x78±2mm
	Peso	67 g
Materiale	PVC	

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

KIT 6 MIS. MASCHERE CUFFED
 COLOUR CODED S/VALVOLA
 RM10899A



Classificazione CND

R03010199

Rev.0 (08/04/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. a socio unico Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it