

CUFFED MASK

Maschera monouso



Maschera facciale monouso utilizzabile per la ventilazione artificiale e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15 mm
 Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
 Cuscino gonfiabile per ottenere la massima aderenza in base alla conformazione del volto
 Gancio di fissaggio con codice colore
 Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio

Latex Free

Dati tecnici

Dimensioni	50x60x45 ± 2mm
Peso	15g
Materiale	PVC

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

CUFFED MASK MIS.0 PVC COLOUR
 CODED CON VALVOLA

RM10900A



Classificazione CND

R03010199

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it