

## CUFFED MASK

### Maschera monouso



Maschera facciale monouso utilizzabile per la ventilazione artificiale e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

#### Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15 mm  
 Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente  
 Cuscino gonfiabile per ottenere la massima aderenza in base alla conformazione del volto  
 Gancio di fissaggio con codice colore  
 Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio  
**Latex Free**

#### Dati tecnici

Dimensioni	105x138x78 ± 2mm
Peso	67 g
Materiale	PVC

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

CUFFED MASK MIS.5 PVC COLOUR  
 CODED CON VALVOLA  
 RM10905A



Classificazione CND

R03010199

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)