

CUFFED MASK

Kit 6 maschere monouso



Maschere facciali monouso utilizzabili per la ventilazione artificiale e durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15 mm

Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente

Cuscino gonfiabile per ottenere la massima aderenza in base alla conformazione del volto

Gancio di fissaggio con codice colore

Maschere confezionate singolarmente in busta trasparente. Imballo kit scatola 28x18x10cm

Monouso con tempo di vita 5 anni riferito allo stoccaggio

Latex Free

Dati tecnici

Maschere incluse		
Mis.0-RM10900A-1pz	Dimensioni	50x60x45 ± 2mm
	Peso	15g
Mis.1-RM10901A-1pz	Dimensioni	57x72x48 ± 2mm
	Peso	20g
Mis.2-RM10902A-1pz	Dimensioni	65x82x68 ± 2mm
	Peso	32 g
Mis.3-RM10903A-1pz	Dimensioni	85x110x82±2mm
	Peso	54 g
Mis.4-RM10904A-1pz	Dimensioni	98x130x72±2 mm
	Peso	54 g
Mis.5-RM10905A-1pz	Dimensioni	105x138x78±2mm
	Peso	67 g
Materiale	PVC	

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

KIT 6 MIS. MASCHERE CUFFED
COLOUR CODED CON VALVOL
RM10910A



Classificazione CND

R03010199

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it