

## B-Life

### Mascara de silicona para la cara



Mascara para la cara autoclavable adecuada para reanimación y ventilación asistida.

#### Características específicas

Capa transparente que mejora el monitoreo del paciente  
 Almohada de silicona suave e hipoalergénica  
 Libre de látex

#### Datos técnicos

Materiales	Silicona
Dimensiones	∅ 63x50 mm
Temperatura máxima de autoclave	134°C
Peso	27 g

#### Opcionales

BG02001A	Bolsa transparente laxon para resucitación manual
----------	---------------------------------------------------

Clase IIa Dispositivo Med. De acuerdo con el Dir. 93/42/CEE

B-LIFE MASCARA DE SILICONA  
 TAMAÑO 1  
 RM20401B



Clasificación CND	R03010199
Número de registro	145630

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)