

B-Life

Mascarilla facial en silicona



Mascarilla facial autoclavable idónea al uso en reanimación y ventilación asistida

Características específicas

Estructura transparente para mejorar el control del paciente
Cojín en silicona analérgico suave y ergonómico
Sin Latex

Datos técnicos

Materiales	Silicona, PC
Dimensiones	110x90x70 mm
Temp. máx. autoclave	134°C
Peso	61 g

Accesorios opcionales

BG02001A	Laxan bolsa transparente para resucitadores manuales
----------	--

DM de clase IIa según la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE MASCARILLA FACIAL DE SILICONA MED. 3



RM20403B

Clasificación CND R03010199

ID de registro 145632

Rev.3 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it