

B-Life

Maschera facciale in silicone



Maschera facciale in silicone, autoclavabile, idonea all'utilizzo in rianimazione e ventilazione assistita.

Caratteristiche specifiche

Standard di connessione ISO 15/22 mm
 Conchiglia trasparente per migliorare il monitoraggio del paziente
 Cuscino in silicone anallergico morbido ed ergonomico
 Latex Free

Dati tecnici

Materiali	Silicone, PC
Dimensioni	110x90x70 mm
Temperatura autoclave	134°C
Peso	61 g

Accessori opzionali

BG02001A	Laxan borsa trasparente per resuscitatori manuali
----------	---

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE MASCHERA FACIALE IN SILICONE MIS. 3



RM20403B

Classificazione CND R03010199

Identificativo registrazione 145632

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it