

## B-Life

### Mascara de silicona



Mascara autoclavable adecuada para la reanimación y la ventilación asistida.

#### Características específicas

Capa transparente que mejora el monitoreo del paciente  
 Almohada de silicona suave e hipoalergénica  
 Libre de látex

#### Datos técnicos

Materiales	Silicona
Dimensiones	100x120x65 mm mm
Temperatura máxima de autoclave	134°C
Peso	72 g

#### Opcionales

BG02001A Bolsa transparente laxon para resucitación manual

Clase IIa Dispositivo Med. De acuerdo con el Dir. 93/42/CEE

B-LIFE MASCARA DE SILICONA  
 TAMAÑO 4

RM20404B

Clasificación CND R03010199

Número de registro 145634



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA SIN REVISAR – las revisiones futuras estarán disponibles en <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)