

B-Life

Mascarilla faciales en silicona



Mascarilla faciale en silicona, se pueden poner en autoclave, idóneas al uso en reanimación y ventilación asistida.

Características específicas

Estándar de conexión ISO 15/22 mm
 Estructura transparente para mejorar el control del paciente
 Cojín en silicona analérgico suave y ergonómico
 Sin Latex

Datos técnicos

Dimensiones	135x95x70 ± 5mm
Materiales	Silicona, PC
Temp. máx. autoclave	134°C
Peso	80g

DM de clase IIa según la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE MASCARILLA FACIAL
 DE SILICONA MED. 5

RM20410B

Clasificación CND R03010199

Identificación registraci3n 145635



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estar3n disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it