

## B-Life

### Masque facial en silicone



Masque facial autoclavable adapté à la réanimation et à la ventilation assistée.

#### Caractéristiques spécifiques

Connexion standard ISO 15/22 mm  
 La coque transparente améliore la surveillance des patients  
 Oreiller en silicone doux et hypoallergénique  
 Sans Latex

#### Données Techniques

Dimensions	135x95x70 ± 5mm
Matériaux	Silicone, PC
Température maximale de l'autoclave	134°C
Poids	80g

#### Optionals

BG02001A	Laxan - sac transparent pour insufflateurs manuels
----------	--

Disp. Med. De classe IIa selon la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE – MASQUE FACIAL EN SILICONE taille 5

**RM20405B**

**Classification CND**



R03010199

**Numéro de Registration**

145635

Rev.2 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
[spencer.it](http://spencer.it)