

B-Life

Kit Mascarillas faciales en silicona

6 medidas



Mascarillas faciales en silicona, se pueden poner en autoclave, idóneas al uso en reanimación y ventilación asistida.

Características específicas

Estándar de conexión ISO 15/22 mm
 Estructura transparente para mejorar el control del paciente
 Cojín en silicona analérgico suave y ergonómico
 Sin Latex

Datos técnicos

Materiales	Silicona, PC
Temperatura máx. autoclave	134°C
Peso	300 g

Contenido del kit

RM20400B	Mascarilla B-Life en silicona med.0
RM20401B	Mascarilla B-Life en silicona med.1
RM20402B	Mascarilla B-Life en silicona med.2
RM20403B	Mascarilla B-Life en silicona med.3
RM20404B	Mascarilla B-Life en silicona med.4
RM20405B	Mascarilla B-Life en silicona med.5

DM de clase IIa según la Dir. 93/42/CEE

B-LIFE - KIT MASCARA
 FACIALES SILICONA 6
 MEDIDAS



RM20410B

Clasificación CND R03010199

Identificación registraci3n 145641

Mascarilla B-Life en silicona med.

BG02001A Laxan bolsa transparente

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estar3n disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it