

Spencer Mask

Mascarilla facial en silicona



Mascarillas faciales en silicona, se pueden poner en autoclave, idóneas al uso en reanimación y ventilación asistida.

Características específicas

Estándar de conexión ISO 15/22 mm
Estructura transparente para mejorar el control del paciente
Cojín en silicona inflable

Datos técnicos

Dimensiones	130x95x85 mm
Materiales	Silicona, PS
Temperatura máx. autoclave	134°C
Peso	80 g

Accesorios opcionales.

BG02001A	Laxan bolsa transparente
----------	--------------------------

DM de clase IIa según la Dir. 93/42/CEE

SPENCER MASK MED.5 EN
POLISULFONATO
AUTOCLAVABLE



RM20805A

Clasificación CND	R03010199
-------------------	-----------

Identificación registraci3n	145656
-----------------------------	--------

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estar3n disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it