

Spencer Mask

Kit masque en silicone



Kit masque facial autoclavable adapté à la réanimation et à la ventilation assistée..

Caractéristiques Spécifiques

Norme de connexion ISO 15/22 mm
 Coque transparente pour permettre la surveillance du patient
 Bourrelet gonflable

Donnes Techniques

Tailles Incluses	0,2,4,5
Matériaux	PS, Silicone
Température max autoclave	121°C

Classe IIa Med.Device selon Dir. 93/42 / CEE

SPENCER MASK NOIR
 POLYS.KIT 4TAILLES. NOIR



RM20810B

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA- revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it