

COLLIN**Pince tire langue**

La pince tire-langue Collin peut être utilisée pour fixer la langue lors d'examens ou de traitements, pour la fixation de la langue sur des patients inconscients ou anesthésiés ainsi que comme pince à saisir les tissus ou pince porte-coton.

Caractéristiques

Permet de bloquer la pince en plusieurs positions
Finition satinée

Données techniques

Longueur	160 ± 5 mm
Poids	48 ± 5 g
Nombre de positions	6
Matière	Inox

D.M de Classe I selon la Dir. 93/42/CEE

COLLIN – PINCE TIRE LANGUE

RM30300A



Classification CND V9099

Identifiant d'enregistrement 136658

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it