

MOUNDER

Apribocca elicoidale



Dispositivo realizzato per ottimizzare le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Caratteristiche specifiche

Corpo unico stampato ad iniezione completamente autoclavabile

La manopola consente una presa ottimale

Dati tecnici

Lunghezza	150 mm
-----------	--------

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

MOUNDER – APRIBOCCA

ELICOIDALE

RM30700A



Classificazione CND

V9099

Identificativo registrazione

136678

Rev.1 (09/08/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it