

FILTRE VP



Filtre jetable conçu pour protéger le patient et le dispositif d'aspiration des infections croisées. Empêche le passage des fluides qui entrent en contact avec lui.

Caractéristiques Spécifiques

Le filtre est hydrophobe et permet une filtration à la fois virale et bactérienne

Facile à installer

Le dispositif est unidirectionnel ; les ports d'entrée et de sortie sont clairement indiqués

Données Techniques

Dimensions	ø65x 50 mm
Poids	20 g
Connexion d'entrée et de sortie	Hose ø 7 mm <small>(internal 3,7 mm)</small>

FILTRE VP – FILTRE POUR ASPIRATEURS
RV71106C

Distributed by Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it