

B-VAC

Aspirador manual de secreciones con tubo adulto



Aspirador manual de secreciones compacto, para eliminar fluidos del sistema respiratorio y para eliminar materias infecciosas de heridas. El dispositivo crea una presión negativa (vacío) que extrae los fluidos a través de unos tubos desechables que están conectados al contenedor de recolección. No hay necesidad de fuentes de alimentación.

Características específicas

- Ligero y compacto
- Se puede utilizar con una mano
- Depósito desechable con filtro integrado
- Selector para adultos y pediátricos

Accesorios / Repuestos

RV71151E	KIT depósito desechable c/tubo adulto
RV71156E	Tubo aspiración pediátrico
RV71157E	Tubo aspiración adulto

Cumplimiento de normas

EN ISO 10079-2

Detalles técnicos

Dimensiones aspirador c/depósito	210x170x75 mm
Dimensiones tubo adulto	ø16x22 cm
Vacío máximo	550 mmHg
Flujo	>20 l/min
Capacidad del depósito de recolección	350 ml
Eficiencia de filtración viral y bacteriana del filtro	99,99%
Materiales	PE, PVC
Peso aspirador c/ depósito	270 g
Peso tubo adulto	30 g
Selector vacío	100% o 50%

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

B-VAC - ASPIRADOR MANUAL DE SECRECIONES
RV71150B



Clasificación CND	V9099
ID de registro	277342

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it