

B-VAC

Aspiratore di secreti manuale
con catetere adulto e pediatrico



Aspiratore di secreti manuale dagli ingombri ridotti, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratorie o dal sistema di supporto alla respirazione e di materiale infettivo dalle ferite. L'aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta. Non necessita di fonti di energia

Caratteristiche specifiche

Leggero e compatto
Utilizzabile con una sola mano
Vaso di raccolta monouso con filtro integrato
Selettore per utilizzo adulto o pediatrico

Accessori/Ricambi di consumo

RV71151E	KIT vaso monouso c/tubo adulto
RV71156E	Tubo aspirazione pediatrico
RV71157E	Tubo aspirazione adulto

Conforme a

EN ISO 10079-2

Dati tecnici

Dimensioni aspiratore con vaso	210x170x75 mm
Dimensioni catetere adulto	ø16x22 cm
Dimensioni catetere pediatrico	ø9x22 mm
Vuoto massimo	550 mmHg
Flusso	>20 l/min
Capacità vaso	350 ml
Efficienza filtrazione virale e batterica filtro	99,99%
Materiali	PE, PVC
Peso aspiratore c/vaso	270 g
Peso catetere adulto	30 g
Selettore vuoto	100% o 50%

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

B-VAC - ASPIR. SECRETI MANUALE
C/TUBO ADULTO E PED.

RV71160B

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 1228982



Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it