

BLANCO

Aspirador de secreciones portátil



Aspirador quirúrgico con alimentación 230V ~ 50Hz, adecuado para la succión nasal, oral y/o traqueal en adultos y/o en niños de fluidos corporales (tales como el moco, sangre y/o catarro). Especialmente adecuado para los desplazamientos en las salas del hospital, para aplicaciones de cirugía menor y tratamientos postoperatorios en casa. Dispositivo, diseñado para facilitar el transporte y el uso continuo

Características específicas

Peso y dimensiones contenidos
Rápida visualización del vacío gracias al medidor de vacío de grandes dimensiones
Clasificación ISO Alto vacío / Bajo Flujo
Cómoda asa de transporte
Cuerpo ABS fácil de limpiar

Dotación estándar

Vaso autoclavable de 1000 ml
Tubos aspiración de silicona
Filtro antibacteriano
Catéter de aspiración estéril
Cable de alimentación con enchufe Shuko

Accesorios/Repuestos

SC70085A	Vaso autoclavable 1l con tapa
SC70088A	Conexión cónica desechable
SC10037C	Filtro antibacteriano
SC10014C	Bolsa de transporte para aspirador Blanco
SC10012B	Anclaje 10G para aspirador Blanco

Cumpla la

ISO 10079-1
EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN 60601-1-11

Detalles técnicos

Tamaño	350x210x180 mm
Peso	2,5 kg
Vacío máximo (sin vaso)	0,75 bar
Flujo máximo (sin vaso)	16 l/min
Modo de Operación	Continuo
Alimentación	230V/50hz
Potencia absorbida	184 VA
Grado IP	IP 21
Protección contra descargas eléctricas	Clase II tipo BF
Nivel de ruido	60,5 db
Temp. de funcionamiento	5°C / 35°C
Temp. de almacenamiento	-25°C / 70°C

DM de clase IIa de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

BLANCO - ASPIR. PORTÁTIL 220V
16L/min

SC10001B



Clasificación CND Z120105

ID de registro 307593

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it