

BLANCO

Aspiratore di secreti portatile



Aspiratore chirurgico ad alimentazione elettrica 230V ~ 50Hz, indicato per l'aspirazione nasale, orale e/o tracheale nell'adulto e / o nel bambino di liquidi corporei (quali muco, sangue e/o catarro). Particolarmente adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, per applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori a domicilio. Apparecchio, progettato per offrire facilità di trasporto ed impiego continuo.

Caratteristiche specifiche

Peso e ingombri contenuti
Rapida visualizzazione del vuoto grazie al vacuometro di dimensioni generose
Classificazione ISO Alto vuoto/Basso flusso
Comoda maniglia di trasporto
Scocca in ABS facilmente igienizzabile

Dotazione di serie

Vaso autoclavabile da 1000 ml
Tubi aspirazione in silicone
Filtro antibatterico
Catetere di aspirazione sterile
Cavo alimentazione con spina Shuko

Accessori/Ricambi di consumo

SC70085A	Vaso autoclavabile 1l con coperchio
SC70088A	Raccordo conico monouso
SC10037C	Filtro antibatterico
SC10014C	Sacca di trasporto per aspiratore Blanco
SC10012B	Fissaggio 10G per aspiratore Blanco

Conforme a

ISO 10079-1
EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN 60601-1-11

Dati tecnici

Dimensioni	350x210x180 mm
Peso	2,5 kg
Vuoto massimo (senza vaso)	0,75 bar
Flusso massimo (senza vaso)	16 l/min
Funzionamento	Continuo
Alimentazione	230V/50hz
Potenza assorbita	184 VA
Grado IP	IP 21
Classe di sicurezza	Classe II tipo BF
Rumorosità	60,5 db
Temperatura di esercizio	5°C / 35°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C / 70°C

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

BLANCO - ASPIR. TRASPORTABILE
220V 16L/min

SC10001B



Classificazione CND	Z120105
Identificativo registrazione	307593

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it