

BLANCO

Aspirateur de mucosités portable avec batterie



Aspirateur de mucosités Idéal pour utilisation en milieu hospitalier, sur patients trachéotomisés, applications de petite chirurgie et soins à domicile. Appareil pouvant être utilisé pour l'aspiration nasale, orale et trachéale aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant des sécrétions corporelles (comme par exemple mucosités, sang ou catarrhe).

Caractéristiques spécifiques

Poids et encombrements contenus
Simple visualisation de la puissance d'aspiration
Classification ISO Haut vide/bas flux
Pratique poignée de transport
Coque en ABS facile à nettoyer
Voyants lumineux indiquant l'état de charge de la batterie
Fonctionnant aussi bien sur secteur que sur batterie

Équipement de base

Bocal autoclavable 1000 ml
Tubulures en silicone
Filtre antibactérien
Sonde d'aspiration stérile
Transformateur
Cordon alimentation 12V avec prise allume cigare

Accessoires/Consommables

SC73067A	Bocal autoclavable 1000ml complet
RISC013A	Raccord coudé patient unique 5PZ
SC10037C	Filtre antibactérien
SC10014C	Sac de transport pour Blanco
SC10012B	Support mural 10G pour ambulance
SC10013B	Support aspirateur

Conforme

ISO 10079-1
EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN 60601-1-11

Données techniques

Dimensions	350x210x180 mm
Poids	3,5 kg
Puissance max (sans bocal)	0,75 bar
Débit max (sans bocal)	16 l/min
Modalité d'utilisation	Continu
Alimentation	alimentation AC/DC input: 100-240V~ - 50/60Hz Batterie interne (12V 4A) Cordon (12V 4 A) avec prise allume cigare
Index de protection	IP 21
Classe	Classe II
Autonomie batterie	80 min
Temps de recharge	240 min
Niveau acoustique	63 db
Température d'utilisation	5°C / 35°C
Température de stockage	-25°C / 70°C

DM de classe IIa conformément à la Dir. 93/42/CEE

BLANCO - ASPIR. PORTABLE - 12V
16L/min AVEC BATTERIE
SC10002B



Classification CND	Z120105
Identifiant d'enregistrement	307630

Rev.4 (13/05/2019)

COPIA NON CONTROLLEE – d'autres révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it