

BLANCO

Aspiratore di secreti portatile con batteria



Aspiratore particolarmente adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, tracheotomizzati, applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post - operatori a domicilio. Apparecchio da utilizzarsi per l'aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino di liquidi corporei (come ad esempio muco, catarro e sangue).

Caratteristiche specifiche

Peso e ingombri contenuti
Rapida visualizzazione del vuoto grazie al vacuometro di dimensioni generose
Classificazione ISO Alto vuoto/Basso flusso
Comoda maniglia di trasporto
Scocca in ABS facilmente igienizzabile
Indicatori luminosi stato di carica
Versatile grazie alla possibilità di utilizzare più fonti di alimentazione elettrica

Dotazione di serie

Vaso autoclavabile da 1000 ml
Tubi aspirazione in silicone
Filtro antibatterico
Catetere di aspirazione sterile
Alimentatore
Cavo alimentazione 12 con spina accendisigari

Accessori/Ricambi di consumo

SC70085A	Vaso autoclavabile 1l con coperchio
SC70088A	Raccordo conico monouso
SC10037C	Filtro antibatterico
SC10014C	Sacca di trasporto per aspiratore Blanco
SC10012B	Fissaggio 10G per aspiratore Blanco

Conforme a

ISO 10079-1
EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN 60601-1-11

Dati tecnici

Dimensioni	350x210x180 mm
Peso	3,5 kg
Vuoto massimo (senza vaso)	0,75 bar
Flusso massimo (senza vaso)	16 l/min
Funzionamento	Continuo
Alimentazione	230V/50hz
	Alimentatore 100-240V 50-60hz
	Batteria interna (12V 4A) Cavo accendisigari per auto (12V 4 A)
Grado IP	IP 21
Classe di isolamento (funzionamento con alimentazione esterna)	Classe II
Durata batteria	80 min
Tempo di ricarica batteria	240 min
Rumorosità	63 db
Temperatura di esercizio	5°C / 35°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C / 70°C

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

BLANCO - ASPIR. TRASPORTABILE
12V 16L/min C/BATT.
SC10002B



Classificazione CND	Z120105
Identificativo registrazione	307630

Rev.3 (27/06/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it