

## BLANCO

### Aspirador de secreciones portátil



Aspirador quirúrgico con alimentación 230V ~ 50Hz, adecuado para la succión nasal, oral y/o traqueal en adultos y/o en niños de fluidos corporales (tales como el moco, sangre y/o catarro). Especialmente adecuado para los desplazamientos en las salas del hospital, para aplicaciones de cirugía menor y tratamientos postoperatorios. Dispositivo, diseñado para facilitar el transporte y el uso continuo

#### Características específicas

Peso y dimensiones contenidos
Rápida visualización del vacío gracias al medidor de vacío de grandes dimensiones
Clasificación ISO Alto vacío / Bajo Flujo
Cómoda asa de transporte
Cuerpo ABS fácil de limpiar

#### Dotación estándar

Vaso autoclavable de 1000 ml
Tubos aspiración de silicona
Filtro antibacteriano
Catéter de aspiración estéril
Cable de alimentación con enchufe Shuko

#### Accesorios/Repuestos

SC70085A	Vaso autoclavable 1l con tapa
SC70088A	Conexión cónica desechable
SC10037C	Filtro antibacteriano
SC10014C	Bolsa de transporte para aspirador Blanco
SC10012B	Anclaje 10G para aspirador Blanco

#### Normas técnicas

ISO 10079-1
EN 60601-1
EN 60601-1-2

#### Detalles técnicos

Tamaño	350x210x180 mm
Peso	3,6 kg
Vacío máximo (sin vaso)	0,80 bar
Flujo máximo (sin vaso)	40 l/min
Modo de Operación	Continuo
Alimentación	230V/50hz
Potencia absorbida	110 VA
Grado IP	IP 21
Protección contra descargas eléctricas	Clase II tipo BF
Temp. de funcionamiento	5°C / 35°C
Temp. de almacenamiento	-25°C / 70°C

DM de clase IIa de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

BLANCO - ASPIR. DE SECRECION  
PORT. 220 V 40 L/MIN

**SC10004B**



Clasificación CND	Z120105
ID de registro	307650

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)