

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS TRANSPORTABLE



L'image peut ne correspondre pas au produit original



Réalisée pour être utilisée dans les cabinets médicaux pour l'aspiration des liquides corporels, nasals, de la cavité buccale et pour l'aspiration trachéale dans les adultes et les enfants. Le design du dispositif a été étudié pour assurer le confort dans le transport et pour l'utilisation fréquente. C'est un appareil électronique de gestion d'énergie qui permet de contrôler la charge de la batterie interne.

Caractéristiques

Léger et faible encombrement
Rapide vérification du niveau d'aspiration grâce à la dimension du vacuomètre
Classification ISO Haut vide/Haut débit
Poignée de transport intégrée
ABS coque facile à nettoyer
Batterie qui ne peut pas être remplacée
Échelle graduée avec système de LED

Équipement de base

Bocal autoclavable de 2000 ml
Tube d'aspiration en silicone
Filtres antibactériens
Transformateur avec câble d'alimentation détachable
12V adaptateur d'alimentation pour la voiture

Accessoires/Consommables

SC70088A	SCX 88 – Jonction conique à usage unique
SC10037C	Filtre antibactérien
SC10014C	Sac de transport pour Blanco

Conforme

ISO 10079-1
EN 60601-1
EN 60601-1-2

Données techniques

Dimensions	350x210x180 mm
Poids	4,39 kg
Max Vacuum ^(sans bocal)	0,80 bar
Puissance d'aspiration en air libre	16 l/min
Modalité d'utilisation	Continu
Alimentation électrique	14Vcc 4A avec AC/DC adaptateur (input: 100-240 V~ - 50/60 Hz – 100 VA) – batterie interne rechargeable Pb (12Vcc 4A) – Adaptateur d'alimentation pour voiture (12V – 4A)
Consommation d'énergie	4 A
Protection Ip	IP 21
Classe d'isolation	Classe I/ Classe II / Chargée à l'interne
Partie appli	Type BF
Niveau acoustique	Max 68,5 db
Temps de fonctionnement de la batterie	60 min
Temps de recharge	120/150 min
Température d'utilisation	5°C / 35°C

DM Assemblé selon la Dir. 93/42/CEE

NEW ASKIR 230/12V BR W/CANISTER
2L
SC10008B



Classification CND Z120105

Distributed by Spencer Italia s.r.l.

Rev.0 (02/07/2019)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it