

FISSAGGIO BLANCO

Fissaggio 10 G per aspiratori Blanco



I sistemi di fissaggio Blanco sono destinati all'installazione in ambulanza per l'ancoraggio degli aspiratori Spencer.

Caratteristiche specifiche

La struttura in acciaio inossidabile conferisce elevata resistenza
 Il fissaggio avviene semplicemente ruotando la manopola
 Superfici semplici da igienizzare

Dati tecnici

Dimensioni (PxLxH)	258 x 250 x 232 ± 5 mm
Materiali	Acciaio Inox, Nylon
Peso	1,10 ± 0,03 kg

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

BLANCO - FISSAGGIO 10G PER
 ASPIRATORE
 SC10012B



Rev.0 (30/11/2021)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it