

BLANCO

Aspiratore di secreti portatile con batteria



ASKIR 36 BR è un aspiratore particolarmente adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, tracheotomizzati, applicazioni di piccola chirurgia e trattamenti post-operatori a domicilio. Apparecchio da utilizzarsi per l'aspirazione nasale, orale e tracheale nell'adulto o nel bambino di liquidi corporei (come ad esempio muco, catarro e sangue). Apparecchio progettato per offrire facilità di trasporto e impiego pressoché continuo, ottenuto grazie all'adozione di un sistema elettronico di gestione dell'alimentazione elettrica. Fornito con allarme acustico e indicazione visiva (led luminoso) per indicazione stato batteria in scarica. Costruito con corpo in materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico in conformità alle normative di sicurezza europee di recente istituzione. Fornito con vaso aspirazione completo in polycarbonato sterilizzabile con valvola di troppo pieno.

Dotato di regolatore di aspirazione e vuotometro di segnalazione posti sul pannello frontale.

Caratteristiche specifiche

Peso e ingombri contenuti
Rapida visualizzazione del vuoto grazie al vacuometro di dimensioni generose
Classificazione ISO Alto vuoto/Alto flusso
Comoda maniglia di trasporto
Scocca in ABS facilmente igienizzabile
Indicatori luminosi stato di carica

Dotazione di serie

Vaso autoclavabile da 1000 ml
Tubi aspirazione in silicone
Filtro antibatterico
Trasformatore AC/DC
Cavo alimentazione 12 con spina accendisigari

Accessori/Ricambi di consumo

SC70085A	Vaso autoclavabile 1l con coperchio
SC70088A	Raccordo conico monouso
SC10037C	Filtro antibatterico
SC10014C	Sacca di trasporto per aspiratore Blanco
SC10012B	Fissaggio 10G per aspiratore Blanco

Conforme a

ISO 10079-1
EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN 60601-1-11

Dati tecnici

Dimensioni	350x210x180 mm
Peso	4,39 kg
Vuoto massimo (senza vaso)	0,8 bar
Flusso massimo (senza vaso)	36 l/min
Funzionamento	60 min ON
Alimentazione	14Vcc 4A con alimentatore AC/DC (input: 100-240V~ - 50/60Hz - 100VA) in dotazione o alimentazione interna (Batteria al Pb 12Vcc 4A) o con cavetto accendisigari per auto (12Vcc 4A)
Grado IP	IP 21
Classe di isolamento (funzionamento con alimentazione esterna)	Classe I/ Classe II / or alimentato internamente
Durata batteria	80 min
Tempo di ricarica batteria	120 /150 min
Rumorosità	68,5 db

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

BLANCO - ASPIR. TRASPORT.
12V/220V 36L/min C/BATT.
SC10036B



Classificazione CND

Z120105

Rev.1 (08/01/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it