

BLANCO

Aspiratore di secreti portatile



Blanco è un aspiratore elettrico da tavolo per aspirazione di liquidi corporei, aspirazione nasale, orale e tracheale in adulti o bambini. L'apparecchio è progettato per un facile trasporto e un uso quasi continuo. L'unità è gestita tramite un sistema elettronico di gestione dell'alimentazione, monitorando anche il funzionamento e lo stato della batteria interna. Un sistema a LED posto sul pannello frontale indica l'accensione dell'apparecchio e lo stato di carica della batteria. L'unità è dotata di regolatore di aspirazione sul pannello frontale e vaso autoclavabile completo di sacca monouso. Grazie a queste caratteristiche e alle sue funzioni, questo dispositivo è particolarmente adatto a diverse applicazioni: utilizzo in corsie ospedaliere, per tracheotomia, per aspirazione di liquidi corporei e per piccoli interventi chirurgici.

Caratteristiche specifiche

Peso e ingombri contenuti
Rapida visualizzazione del vuoto grazie al vacuometro di dimensioni generose
Classificazione ISO Alto vuoto/Basso flusso
Comoda maniglia di trasporto
Scocca in ABS facilmente igienizzabile
Indicatori luminosi stato di carica

Dotazione di serie

Vaso autoclavabile da 1000 ml con sacca monouso
Tubi in silicone
Trasformatore AC/DC
Cavo alimentazione 12V con spina accendisigari

Accessori/Ricambi di consumo

SC75017D	Vaso Serres
SC75018E	36 Sacche Serres
SC10014C	Sacca di trasporto per Blanco
SC10012B	Fissaggio 10G per Blanco

Standard di riferimento

ISO 10079-1
EN 60601-1
EN 60601-1-2

Dati tecnici

Dimensioni	350x245x180 mm
Peso	4,45 kg
Vuoto massimo ^(senza vaso)	0,80 bar
Flusso massimo ^(senza vaso)	36 l/min
Operating mode	Continuous
Alimentazione	14Vcc 4A con trasformatore AC/DC (input: 100-240 V~ - 50/60 Hz - 100 VA) - Batteria interna al Pb ricaricabile (12Vcc 4A) - Cavo accendisigari per auto (12V - 4A)
Assorbimento	4 A
Gado protezione IP	IP 21
Classe di isolamento	Classe I/ Classe II / o alimentato internamente
Parte applicata	Tipo BF
Rumorosità	Max 68,5 db
Durata batteria	60 min
Tempo di ricarica batteria	120/150 min
Temperatura di esercizio	5°C / 35°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C / 70°C

DM marcato CE in accordo alla Dir. 93/42/CEE

MOD.D018 BLANCO - ASPIR.TRASP.36L
C/SACCA MONOUSO
SC10039B



Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it