

RACCORDO A GOMITO



Raccordo a gomito da utilizzarsi con gli aspiratori JET WIRE per la connessione tra vaso e filtro.

Caratteristiche specifiche

Semplice da installare
Flessibile per garantire elevata tenuta

Dati tecnici

Connessione lato vaso	Conica $\varnothing 9,7$ mm
Connessione lato filtro	Conica $\varnothing 12,8$ mm

RACCORDO A GOMITO x JET WIRE
SC70079C

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it