

SCX 85

Bocal autoclavable



Bocal réceptacle autoclavable équipé de valve de trop plein pour aspirateurs de mucosités.

Caractéristiques spécifiques

Bocal autoclavable jusqu'à 30 cycles
Équipé de valve de trop plein permettant de protéger la pompe de l'aspirateur
Haute transparence et échelle graduée pour visualiser le contenu

Données techniques

Volume bocal	1000 ml
Poids	330 g
Matériaux	PC
Paramètres autoclave	15min à T 121°/ P.rel 1 bar

Produits complémentaires

SC75016E	Tube aspiration patient stérile 1,8 m
OX10105A	S-Tube – Tubulure silicone 8x14mm
SC10037C	Filtre antibactérien UU pour aspirateur Blanco
RISC005E	Filtre antibactérien UU pour Ambujet - Homejet

DM de Classe I selon la directive 93/42/CE

SCX 85 – BOCAL AUTOCLAVABLE 1L
SC70085A



Rev.2 (15/01/2018)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it