

## Bocal autoclavable pour aspirateurs de mucosité



Le bocal dispose d'une valve de trop plein sûre et d'un efficace système de fermeture.

### Caractéristiques

Autoclavable jusqu'à 30 cycles  
 Valve de trop plein qui prévient le déversement des liquides  
 Haute transparence qui permet de contrôler le contenu

### Données techniques

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Capacité du bocal      | 2000 ml                       |
| Matériau               | PC                            |
| Réglage de l'autoclave | 15min at T 121° / P.rel 1 bar |

### Accessories

|          |  |
|----------|--|
| SC75016E | Tubulure patient 1,8m stérile                |
| OX10105A | S-TUBE – Silicone tube ø8x14mm               |
| SC10037C | Filtre à usage unique pour Blanco            |
| RISC005E | Filtre à usage unique pour Ambujet - Homejet |

### DM Assemblé selon la Dir. 93/42/CEE

SUCTION VESSEL AUTOCLAVABLE  
 LT.12W/ SPILL OVER PRO  
**SC70086A**



Rev.2 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)