

FILTRO ANTIBATTERICO



Filtro antibatterico monouso per aspiratori di secreti Spencer. La sua applicazione è di fondamentale importanza per impedire il passaggio di agenti contaminanti tra il vaso di raccolta e il corpo di aspirazione.

Caratteristiche specifiche

Il corpo trasparente consente di constatare immediatamente la presenza di eventuali fluidi

Il verso di applicazione è chiaramente indicato sul dispositivo per garantirne la corretta applicazione

Dati tecnici

Dimensioni	68x41x71 mm
Peso	13 g
Diametri di connessione	ø 10,5/13,8 mm

FILTRO ANTIB. RICAMBIO ASPIR. ø 10.5 mm
SC73013E

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it